

Feltfon DNA

LÄNGD: 2400 mm
BREDD: 102 mm
SPACING: 22 mm


Feltfon DNA består av 10 olika ribbor. Varje ribba flyttar vågens startpunkt ett steg uppåt, vilket gör att mönstret får en naturlig variation.

De 10 modellerna kan dessutom vändas 180 grader, vilket gör att vågen fortsätter sin rörelse och till slut återkommer till ribba 1. På så sätt kan du bygga både korta och långa sekvenser där vågen rör sig i ett harmoniskt flöde.

När du beställer väljer du fritt vilka ribbor du vill ha och kombinerar dem i den ordning som passar ditt projekt. Ange din talföljd – till exempel 1–4–7–10 – osv eller ännu enklare summera hur många ribbor du vill ha av varje modell.

Vill du hellre utgå från färdiga mönster? Låt dig inspireras av våra kombinationer som du hittar i slutet av detta dokument.


Med dessa 10 ribbor kan du skapa oändliga variationer och unika mönster – alltid med ditt eget uttryck i centrum.



Feltfon DNA


SKARVNINGSPAR PÅ HÖJDEN

	Basribba	Skarvribba	vrid 180°
Ribba Nr	1	8	ja
	2	7	ja
	3	6	ja
	4	5	ja
	5	4	ja
	6	3	ja
	7	2	ja
	8	1	ja
	9	1	nej
	10	2	nej




SPEGELVÄNDA PAR

	Basribba	Skarvribba	vrid 180°
Ribba	1	10	ja
	2	9	ja
	3	8	ja
	4	7	ja
	5	6	ja
	6	5	ja
	7	4	ja
	8	3	ja
	9	2	ja
	10	1	ja



Feltfon DNA patterns

EXEMPEL MÖNSTER 1



Feltfon DNA patterns

EXAMPEL MÖNSTER 5-2

Här används två valfria spegelvända par i ett repeterat mönster.

